

NOSONEK

IZOTONICZNY

ROZTWÓR WODY MORSKIEJ
SPRAY DO NOSA

dla dzieci

IZOTONICZNY ROZTWÓR WODY MORSKIEJ NOSONEK - SPRAY DO NOSA

Odpowiednia higiena nosa jest ważna dla dorosłych, dzieci i niemowląt. Zbyt duża ilość wydzieliny w jamach nosowych może prowadzić do namnażania się drobnoustrojów i nadmiernej suchości błony śluzowej nosa. Dzięki działaniu mechanicznemu, **woda morska NOSONEK** intensywnie nawilża jamę nosową i ułatwia usunięcie wydzieliny, przywracając tym samym naturalną przepuszczalność błony śluzowej nosa. Woda morska **NOSONEK** zachowuje dobroczynne właściwości naturalnej wody morskiej. Woda morska **NOSONEK** pochodzi z zatoki Cancale w Bretanii, znanej z jakości swoich wód. Zatoka ta cechuje się wysokimi prądami (do 12 m) oraz silnymi prądami, zapobiegającymi zanieczyszczeniu wód. Dzięki tej wyjątkowej specyfice woda cały czas oczyszcza się i pozostaje czysta. Próbkę pobiera się automatycznie, gdy jakość wody jest optymalna (po okresie przyplwywu). Obszar pobierania próbek jest obszarem klasy A i podlega stałemu monitoringowi (pod kątem mikrobiologicznym, zanieczyszczenia chemicznego, pH, fitoplanktonu itp.).

Skład:

Woda morska, woda oczyszczona.

Wskazania:

Wodę morską **NOSONEK** należy stosować w codziennej higienie nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych. Przynosi ulgę w dolegliwościach, takich jak: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, obturacyjne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok przynosowych, suchość błony śluzowej nosa oraz w chrypcie spowodowanej suchością błon śluzowych. Ponadto działa pomocniczo w otolaryngologii i pediatrii.

Sposób użycia:

1. Delikatnie włożyć końcówkę aplikatora do otworu nosowego.
2. Nacisnąć dozownik.
3. Poczekać aż roztwór rozrzedzi wydzielinę, po czym wydmuchać nos.
4. Czynnność powtórzyć dla drugiego otworu nosowego.
5. Przeplukać końcówkę aplikatora wodą i wysuszyć.

Produkt stosować według potrzeb.

Ostrzeżenia:

- Ze względów higienicznych oraz aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów produkt powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę.
- Produkt nie nadaje się do dalszego stosowania po upływie trzech miesięcy od pierwszego użycia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i buteleczce.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze poniżej 40°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed innymi źródłami ciepła.

Opakowanie:

Spray o pojemności 120 ml z aplikatorem do nosa.

Zalecenia:

U dzieci zaleca się stosowanie produktu w połączeniu z aspiratorem do nosa **NOSONEK**.

Data ostatniej aktualizacji: 06.04.2016

 **Pharmalink, S.L.**
Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
BARCELONA - HISZPANIA
+34 900 102 796
www.pharmalink.es

DYSTRYBUTOR:
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
POLSKA
tel: 71 316 94 55
www.oleofarm.pl

